

Nota informativa sobre el canvi d'escovilló per detecció d'antigen de *Streptococcus pyogenes* (Faringotest)

A partir d'ara la recollida de mostra per Faringotest es realitzarà amb **escovilló sec**, sense usar mitjà de transport. Des del laboratori facilitarem escovillons per realitzar la prova, però en el cas que no es disposi de nous escovillons, es podrà utilitzar el mateix tipus de escovilló que fins ara (tap blau) però sense introduir-lo en el tub amb mitjà de transport, sinó en un flascó estèril, com en la imatge sota.



Per qualsevol dubte o consulta és pot contactar amb el laboratori de Microbiologia.

Alba Cebollero Agustí
Cap de Servei del Laboratori d'Immunologia i Hormones
Responsable de l'àrea de Vilafranca/Garraf
Consorti del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf.
acebollero@cli.cat
telf: 616406971
93 892.25.68 ext. 212
fax: 93 892.35.08

Yuliya Zboromyrska
Cap de Servei de Microbiologia
Consorti del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf.
Vilafranca del Penedès
zbores@cli.cat
Tel: 93 892.25.68 ext. 227
Fax: 93 892.35.08