

NOTA INFORMATIVA

DATA : 23 Juliol 2019

DISTRIBUIR:

Professionals d'atenció primària

ASSUMPTE:

Inici protocol Estudi inicial d'anèmia

Benvolguts,

Seguint les recomanacions de la Direcció de Suport a l'Assistència de l'ICS, recollides en el protocol d'Anèmies ECAP, CLILAB Diagnòstics ha activat els algoritmes per a l'aplicació del protocol "**Estudi inicial d'anèmia**" amb l'objectiu d'oferir una orientació diagnòstica de les anèmies més prevalents a l'atenció primària en pacients majors de 8 anys.

En funció del valor d'hemoglobina i del volum corpuscular mitjà (VCM), es generaran proves complementàries segons el protocol adjunt en aquesta nota informativa.

Com a valor afegit i tal i com recomana el protocol, el laboratori generarà un nou mètode anomenat "Comentari a l'estudi d'anèmies" on s'informarà l'orientació diagnòstica de l'anèmia, per així facilitar la interpretació dels resultats, permetre la instauració d'un tractament i fer-ne el seguiment. Per exemple, alguns dels comentaris i recomanacions serien: Compatible amb anèmia ferropènica, Es recomana sol·licitar estudi complet del metabolisme del ferro en 2 mesos, mitjançant el protocol sobrecàrrega de ferro o Sospita d'anèmia hemolítica.

També, i segons les mateixes recomanacions, s'han preparat els nous Protocols de seguiment de l'anèmia:

PAP37	PRIMER SEGUIMENT D'ANÈMIA PER DEFICIT DE FOLATS (4-6 SETMANES)
PAP38	PRIMER SEGUIMENT D'ANÈMIA PER DÈFICIT DE COBALAMINES (4-6 SETMANES)
PAP39	SEGUIMENT D'ANÈMIA EN PROCESSOS CRÒNICS
PAP40	CONFIRMACIÓ DE SOBRECÀRREGA DE FERRO

Trobareu tots els protocols a l'agrupador "ANÈMIA" de l'ECAP.

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

Signat:

Responsable Hematologia: M^a Teresa Massaro (mtmassaro@cli.cat)

Facultatius hematologia: Míriam Ruiz (mruiz@cli.cat), Laura Puigví (lpuigvi@cli.cat), Ana Villalba (avillaba@cli.cat)