

NOTA INFORMATIVA

DATA : 03/07/2024

DISTRIBUIR:

Serveis de Neurologia i facultatiu laboratori

ASSUMPTE:

Internalització dels anticossos anti-aquaporina 4 i anti-MOG

Benvolguts,

El laboratori d'Immunologia de CLILAB Diagnòstics ha incorporat un aparell nou d'Immunofluorescència Indirecta (IFI) amb el qual es permet la realització dels anticossos relacionats amb els Transtorns de l'Aspectre de la Neuromielitis Òptica, els anticossos **anti-AQP4** i **anti-MOG** sobre cèl·lules transfectades.

Per aquest motiu, des de CLILAB Diagnòstics hem internalitzat la determinació d'aquests anticossos que fins ara estaven externalitzant al laboratori d'Immunologia de l'Hospital Clínic de Barcelona.

També voldríem informar que, les mostres de sèrum i líquid cefaloraquídi a les quals se'ls hi sol·licitin aquests anticossos, es guardaran congelades aproximadament 3 mesos per poder ampliar i/o confirmar qualsevol resultat.

Restem a la seva disposició per qualsevol dubte o aclariment.

Signat:

Clara Esteve Cols

Facultatiu especialista en Immunologia

Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf (CLILAB)

cesteve@cli.cat

telf: 93 892.25.68 ext. 202

fax: 93 892.35.08