

NOTA INFORMATIVA

DATA: 18/09/2025

DISTRIBUIR:

Atenció Primària, ASSIRs

ASSUMPTE:

Recollida mostres ITS

Al catàleg ten els següents perfils relacionats amb les ITS.

De cara a millorar el rendiment diagnòstic de les ITS, recordem quin tipus de mostra i amb quin medi de transport cal fer la recollida en funció del perfil:

PAP42 - Cribratge d'ITS en dones (asimptomàtiques-situacions de risc)

- Exsudat o pus vaginal → **KIT CHLAMYDIA**

PAP43 - Sospita de vaginitis

- Exsudat o pus vaginal → **ESCOVILLÓ EN MEDI DE TRANSPORT (tap rosa)**

PAP44 - Sospita de cervicitis

- Exsudat o pus endocervical → **ESCOVILLÓ EN MEDI DE TRANSPORT (tap rosa)**
- Exsudat o pus endocervical → **KIT CHLAMYDIA**

PAP45 - Sospita de malaltia inflamatòria pelviana

- Exsudat o pus endocervical → **ESCOVILLÓ EN MEDI DE TRANSPORT (tap rosa)**
- Exsudat o pus endocervical → **KIT CHLAMYDIA**

PAP47 - Cribratge d'ITS en homes (asimptomàtics-situacions de risc)

- Orina primer raig → **KIT CHLAMYDIA**

PAP48 - Sospita d'uretritis exsudativa (mostra d'exsudat uretral)

- Exsudat o pus uretral → **ESCOVILLÓ EN MEDI DE TRANSPORT (tap taronja, NO confondre amb kit chlamydia)**
- Exsudat o pus uretral → **KIT CHLAMYDIA**

PAP49 - Sospita uretritis no exsudativa (mostra d'orina)

- Orina primer raig → **KIT CHLAMYDIA**
- Orina primer raig → **TUBS/POT ORINA**

PAP50 - Sospita d'orquioepididimitis (mostra uretral preferent)

- Exsudat o pus uretral → **ESCOVILLÓ EN MEDI DE TRANSPORT (tap taronja, NO confondre amb kit chlamydia)**
- Exsudat o pus uretral → **KIT CHLAMYDIA**

PAP51 - Sospita d'orquioepididimitis (mostra d'orina)

- Orina primer raig → **KIT CHLAMYDIA**
- Orina primer raig → **TUBS/POT ORINA**

PAP53 - Cribratge o sospita d'ITS (mostra orofaríngia)

- Mostra orofaríngia → **KIT CHLAMYDIA**

PAP54 - Cribratge d'ITS (asimptomàtic) (mostra rectal)


- Frotis rectal → **KIT CHLAMYDIA**

PAP55 - Sospita de proctitis (mostra rectal)

- Frotis rectal → **KIT CHLAMYDIA**
- Frotis rectal per cultiu de gonococ → **ESCOVILLÓ EN MEDI DE TRANSPORT (tap rosa)**

Úlcera genital per PCR (herpes i altres)

- Frotis ulcera → **ESCOVILLÓ EN MEDI DE TRANSPORT (tap rosa, mateix que per cultiu)**



Kit Chlamydia per PCR de Chlamydia, gonococ, Trichomonas i Mycoplasma genitalium (cada kit porta pipeta i escovilló, el tub té finestreta)



Escovilló en medi de transport per cultiu (dones) i PCR ulcera genital (dones i homes) – tap rosa



Escovilló en medi de transport per cultiu (uretral, homes) – tap taronja NO confondre amb kit chlamydia)



TUBS/POT Orina per sediment i/o cultiu

Signat:

Servei de Microbiologia – Vilafraça del Penedès